

ВОЗДУШНЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

DENTAL - AIR

(Werther International, Италия)





Компрессор **DENTAL-AIR** без осушителя



Современные и надежные компрессоры **DENTAL-AIR** мирового лидера в области производства высококачественных компрессоров для стоматологических клиник и кабинетов – компании **Werther International** - более **20 лет** обеспечивают подачу чистого, сухого, фильтрованного воздуха в стоматологические установки как в Европе, так и в России.



Технические характеристики

модель	кол-во обслуживаемых установок	электрич. мощность КВт	производительность л/мин	оптимальная нагрузка л/мин	макс. давление в ресивере бар	объем ресивера	уровень шума до (1м)
1/24/3	1	0,6	100	62	7	24	70
2/24/5	2	1,1	150	121	7	24	72
3/24/5	3	1,5	200	144	7	24	74

Компрессор **DENTAL-AIR** с осушителем



Широкий ассортимент компрессоров **DENTAL-AIR** удовлетворит любые Ваши потребности. Благодаря системе с **непрерывным циклом осушения воздуха** с автоматическим устройством удаления влаги в Вашем стоматологическом кабинете всегда чистый и сухой воздух!



Технические характеристики

модель	кол-во обслуживаемых установок	электрич. мощность КВт	производительность л/мин	оптимальная нагрузка л/мин	макс. давление в ресивере бар	объем ресивера	уровень шума до (1м)
2/24/57	2	1,1	150	121	7	24	72
3/24/57	3	1,5	200	144	7	24	74



Компрессор **DENTAL-AIR** в звукоизолирующем кожухе с вынесенными на панель контрольными приборами



Италия

Контрольные приборы, вынесенные на панель:

- *манометр давления воздуха в ресивере
- *регулятор давления воздуха на выходе
- *счетчик фактически отработанного времени
- *манометр давления воздуха на выходе
- *кнопка включения



Встроенный приточный вентилятор для подачи воздуха внутрь кожуха

Технические характеристики

модель	кол-во обслуживаемых установок	электрич. мощность КВт	производительность л/мин	оптимальная нагрузка л/мин	макс. давление в ресивере бар	объем ресивера	уровень шума до (1м)	источник питания В/Гц	осушитель воздуха
1/24/39	1	0,6	100	62	7	24	55	~220/50	-
1/24/379	1	0,6	100	62	7	24	55	~220/50	+
2/24/39	2	1,1	150	121	7	24	56	~220/50	-
2/24/379	2	1,1	150	121	7	24	56	~220/50	+
3/24/39	3	1,5	200	144	7	24	62	~220/50	-
3/24/379	3	1,5	200	144	7	24	62	~220/50	+